

MASCHERA MONOUSO
MODEL NO.:175*95
STANDARD:EN 149:2001+A1:2009
TYPE I



**Ganzhou Zhongke TUOYOUNDA Intelligent
Equipment Technology Co.,Ltd**

Room A01,10th Floor,JinZhou

International business center,No.899,Jiefang North
Road,Yuexiu District,Guangzhou City

[CARATTERISTICHE] CM 17,5 x 9,5 A 3 STRATI,
CORDE ELASTICHE PER ORECCHIO,STRISCIA DI
METALLO PER FAR ADERIRE AL NASO

[LIVELLO DI PROTEZIONE DEL PRODOTTO] II

[ISTRUZIONI PER L' USO]

1. APPOGGIA LA MASCHERINA AL NASO.
2. AGGANCIA GLI ELASTICI DIETRO ALLE ORECCHIE E FAI ADERIRE LA MASCHERA AL VISO.
- 3.UTILIZZA L' INDICE E IL MEDIO PER PREMERE E REGOLARE IL MORSETTO NASALE, IN MODO CHE ADERISCA AL PONTE DEL NASO.

[ATTENZIONE] SE SI VERIFICANO VERTIGINI,
NAUSEA, DISPNEA DURANTE L' UTILIZZO,
SOSTITUIRE IL PRODOTTO. QUESTO PRODOTTO
E' MONOUSO E DOVRA' ESSERE DISTRUTTO
DOPO L' UTILIZZO.

[CONSERVAZIONE]

CONSERVARE IN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO,
LONTANO DA FONTI DI CALORE.

LOTTO:2020 Mar 1st

DATA DI SCADENZA:2025 Mar 1st

IMBALLO:10pcs

DISTRIBUTORE:OUDA INTERNATIONAL LIMITED